



Be Right™



PhosVer Phosphat Accuvac 0,02-2,50 mg/L PO₄

Artikel-Nr.: 2508025
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Gefahrstoffe



Ampullen mit vordosierten Reagenzien für eine Bestimmung, können direkt als Messküvette verwendet werden. Für die Bestimmung von Ortho-Phosphat nach der Ascorbinsäure-Methode.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25
Messbereich:	0,02 - 2,50 mg/L PO ₄
Messgerät:	Alle außer DR/820
Methode:	Ascorbinsäure
Methode (Nummer):	8048
Parameter:	Phosphat
Plattform:	Accuvac
Volumen / Packungsgröße:	25 St.