



Natriumnitrat, 0,5 M, 500 mL, 924x Analysator

Artikel-Nr.: 2507149

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Natriumnitrat, 0,5 M, 500 mL, für 9245 und 9240 Natrium-Analysatoren

Technische Daten

Konzentration:	5 mg/L
Lagerbedingungen:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.
Messgerät:	9245 & 9240
Parameter:	Sodium
Volumen / Packungsgröße:	500 mL