



Be Right™



SP510 Härte Pufferlösung (10 mg/L)

Artikel-Nr.:

2224653

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt



Hardness buffer solution, 1l, 10 mg/l

Technische Daten

Konzentration:

10 mg/L

Lagerbedingungen:

Behälter fest verschlossen an einem trockenen, dunklen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Vor Nässe schützen.

Messgerät:

SP510

Parameter:

Härte