



Be Right™



Anionische Tenside, Lösung (2,9 L)

Artikel-Nr.: 2375503

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Für Phosphat-Analysatoren der Serie 5000, niedriger Messbereich.

Technische Daten

Lagerbedingungen:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.
Messbereich:	N/A
Messgerät:	5000 Phosphate
Parameter:	Phosphate