



Installationskit für 5500sc Kieselsäure/Phosphat-Analysatoren

Artikel-Nr.: **6783500**

CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Installation kit includes: pressure regulator (4 psi), Y-strainer, Torx drivers (T20, T25), stir bar, tubing, screws, connectors, sample valve, grounding kit, cables, bags, labels, plastic funnel.

Technische Daten

Sensoren: 5500sc Kieselsäure/Phosphat-Analysatoren