



Chlorstandard, 100 -130 mg/L

Artikel-Nr.:	2835801
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Dieser Chlorstandard lässt sich verdünnen, um die Genauigkeit des Chlorsensors CL17 zu prüfen oder um eine separate Kalibrierungskurve zu erstellen. Unter normalen Umständen ist keine separate Kalibrierungskurve für den CL17 erforderlich. Packung mit einer 20 mL Ampulle.

Technische Daten

Lagerbedingungen:	Keep refrigerated.
Messbereich:	N/A
Messgerät:	CL17

Erforderliches Zubehör

- Einmal-Schutzhandschuh Größe M vollwertig, Nitril un gepudert, 50 Stück (Item SM743L)