



Be Right™



DR/850 Colorimeter für 50+ Methoden

Artikel-Nr.: 4845000

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Vorgeschlagene Ersatzprodukte:

- 9385200

Portables, mikroprozessor-gesteuertes POCKET Colorimeter mit moderner, Energie sparender LED-Technologie. Vorprogrammiert mit 50 Analysenmethoden.

Einfache Bedienung

Konzipiert für Vor-Ort-Einsatz

Robust gebaut

Zuverlässige Ergebnisse ohne Netzanschluss

Mit sinnvoller Ausstattung sofort messbereit

Technische Daten

Anwender-Programme:	10 Anwender-Programme, je 12 Datenpunkte
Anzeige:	LCD, Anzeige: Ergebnis, Parameter, Name und Einheit
Benutzeroberfläche:	16 keys
Betriebsbedingungen:	0 - 50 °C
Display:	38 mm x 64 mm
Displaytyp:	b/w
Gewährleistung:	1 Jahr
Höhe Strahlengang:	5 mm
Küvetten-Kompatibilität:	1 in und 16 mm Rundküvette (16 mm mit Adapter)
Lampenquelle:	2 Lichtemittierende Dioden (LED)
Optisches System:	0 / 180 Durchlässigkeit
Photometrische Genauigkeit:	± 0,005 E bei 1,0 E
Photometrische Linearität:	± 0,002 E (0 - 1 E)
Photometrischer Messbereich:	0 - 2 E
Sprachen Bedienungsanleitung:	Englisch, Deutsch, Italienisch
Wellenlängen-Auswahl:	Automatisch bei Testauswahl
Wellenlängen-Bereich:	520, 610 nm

Wellenlängen-Genauigkeit:

± 1 nm Feste Wellenlänge, abhängig vom Geräte-Modell