



Be Right™



Destillationsapparatur – Cyanid-Set (Das Set für die allgemeine Anwendung sowie Heizelement und Halteapparatur sind ebenfalls erforderlich.)

Artikel-Nr.: 2265800

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Schnelles Einrichten für die Vorbehandlung von Proben.

Schnelles Einrichten für die Vorbehandlung von Proben. Die Destillations-Sets enthalten nur EPA-zugelassene Glasgeräte. Einfach einzurichten, da nur die wirklich benötigten Teile enthalten sind. Bebilderte schrittweise Verfahren vereinfachen die Destillation.

Die Destillations-Sets enthalten alles, was Sie benötigen, um die EPA-Anforderungen für die Destillation zu erfüllen.

Einfach einzurichten, da nur die wirklich benötigten Teile enthalten sind

Bebilderte schrittweise Verfahren vereinfachen die Destillation.

Technische Daten

Volumen / Packungsgröße: 1 jeweils