



Be Right™



Stabcal Trübungsstandard, Kalibrierungsset, 20 NTU und 0,1 NTU

Artikel-Nr.: 2659600
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Gefahrstoffe



Stabcal Trübungsstandard Set für die Kalibrierung der Hach Trübungsmessgeräten der Serie 1720. Von der USEPA für Kalibrierungszwecke anerkannte Stabcal Formazin Trübungsstandards sind echte Formazin-Verdünnungen, die für die Verwendung in jedem Trübungsmessgerät entwickelt wurden. Das Stabcal Set umfasst 4 Flaschen mit je 1 Liter: 0,1 NTU, 20 NTU.

Technische Daten

Konzentration:	20 NTU
	0.1 NTU
Lagerbedingungen:	Store between 5 - 25 °C, away from direct sunlight
Messbereich:	N/A
Parameter:	Turbidity
Volumen / Packungsgröße:	4x 1 L each