



Be Right™



## Ammoniak ISE Kombinations-Elektrode, festes Kabel, BNC-Anschluss

Artikel-Nr.: 5192700

**VERALTETER ARTIKEL**  
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Gas-sensitive Ammoniak Kombinations-Elektrode mit austauschbarem Membran-Modul, nachfüllbarem Elektrolyt und festem Kabel mit BNC-Anschluss. Drei NH<sub>3</sub> Membran-Module und Elektrolyt-Fülllösung im Lieferumfang enthalten.

### Technische Daten

Diaphragma:	Poröser PTFE-Ring
Durchmesser:	12 mm
Elektroden-Typ:	Labor Kombination ISE
Elektrolytlösung:	4447226
Genauigkeit:	±0,02 mV oder 0,05 %, der größere Wert zählt
Gewährleistung:	6 Monate
ISA erforderlich:	4447169
Kabellänge:	0.91 m
Länge:	149 mm
Material:	ABS
Messbereich:	0.06 - 17000 mg/L NH <sub>3</sub>
Sensortyp:	Gas-Sensorik: Glas mit austauschbarer NH <sub>3</sub> -sensitiver Membran
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	Gas-sensitive Elektrode
Temperaturbereich:	0 - 50 °C

### Erforderliches Zubehör

- Ammonium Ionenstärke-Regler (ISA) Pulverkissen, 100 St. (Item 4447169)
- Ammoniak, Membran Ersatz-Set, 5 Stück (Item 5192711)
- Fülllösung, ISENH3181, 0,1 M NH<sub>4</sub>Cl, 50 mL (Item 4447226)