



Be Right™



## ORP gelfilled combination electrode

Artikel-Nr.: 5193900

**VERALTETER ARTIKEL**

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Bruchsichere Redox Elektrode mit Kunststoffschaft und Gelfüllung (nicht nachfüllbar), Temperaturbereich: 0 bis 80°C; 1 m Kabel (für alle SENSION Geräte)

---

### Technische Daten

Diaphragma:	Ceramic pin
Durchmesser:	12 mm
Elektroden-Typ:	Laboratory
Elektrolytlösung:	Non-refillable gel
Gewährleistung:	6 Monate
Kabellänge:	1 m
Länge:	135 mm
Material:	Sensor Body: Epoxy
Messbereich:	± 2000 mV
Sensortyp:	Platinum annular ring
Temperaturbereich:	N/A N/A N/A