



Be Right™



CDC511T Leitfähigkeits-Messzelle, 4-Pol, Reinwasser

Artikel-Nr.: E61M009
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

4-polige Leitfähigkeits-Elektrode mit MAB6-Stecker und PMP-Gehäuse. Zellkonstante 1cm^{-1} . Mit Temperatursensor. Max. Temperatur 80 °C, min. Probenvolumen 3 mL. Für Reinwasser.

Technische Daten

Conductivity Cell:	CDC511T
Elektrode:	4-pole, pure water
Gewährleistung:	12 Monate
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	Conductivity electrode with MAB6 plug and PMP body.