



Be Right™



CDC861T Conductivity Cell, Temp., CDC861T Conductivity Cell, Temp.,

Artikel-Nr.: E61M016
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Für die Verwendung bei starken Säuren und Basen, Salinität.

Die richtige Leitfähigkeitszelle für Ihre Anwendung.

Es ist wichtig, eine Leitfähigkeitszelle mit der richtigen Bauweise und Geometrie für Ihre jeweilige Anwendung und Ihre Arbeitsbedingungen zu wählen. Die Radiometer Analytical Linie bietet eine Vielfalt an Leitfähigkeitszellen für zahlreiche Anwendungen.

Technische Daten

Conductivity Cell:	CDC861T
Elektrode:	4-pole, platinised
Gewährleistung:	12 Monate
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	Conductivity cel with MAB6 plug and glass body.