



Be Right™



TitraVer EDTA Standardlösung, 0,020 N, 1 L

Artikel-Nr.: 20553
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Titrant für die Härte-Bestimmung, 0-5000 mg/L CaCO₃.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	40 - 100
EPA konform:	Ja
Messbereich:	0 - 5000 mg/L CaCO ₃
Methode:	EDTA Titration
Parameter:	Calcium und Gesamt-Härte
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	1000 mL