



Be Right™



BSB-Nährstoff-Pufferkissen, 300 mL, 50 Stück

Artikel-Nr.: 1416066
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

BSB-Reagenzien

Für die Zubereitung von BSB5-Verdünnungswasser. Jedes Kissen enthält sowohl den APHA-spezifisierten Puffer als auch Nährstoffe für die Zubereitung von 300 mL Verdünnungswasser. Packung mit 50 Kissen.

Technische Daten

Anwendung:	Zubereitung von Verdünnungswasser
Beschreibung:	Nährstoffe und Puffer
Chemische Formel:	Nährstoffe & Puffer
Einheiten:	50/pk
Gebindeeinstellungen:	Pulverkissen
Parameter:	BSB
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	50 Stück

Erforderliches Zubehör

- BSB-Keiminokulum, Polyseed, 50 Kapseln (Item 2918700)
- BSB-Standardlösung, 300 mg/L, 16 Stück – 10 mL Voluette-Ampullen (Item 1486510)
- Nitrifikationshemmer für BSB, Formel 2533, TCMP, 35 g (Item 253335)