



Be Right™



Tensette Automatische Pipette, 1,0 - 10,0 mL

Artikel-Nr.: 1970010

CHF Preis: Kontakt

Verfügbar

Variabel einstellbare Kolbenhub-Pipette im Bereich 1,0 bis 10,0 mL in 1 mL-Schritten. Für schnelles und exaktes Pipettieren von Wasserproben und Reagenzien. Incl. 50 Pipetten-Spitzen.

Technische Daten

Volumen / Packungsgröße: 1 Pipette