



Be Right™



## Filter, Membrangitter, 47 mm, 200 Stück, Gelman

Artikel-Nr.: 1353001

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Einzeln verpackt, mit Gitter, steril, 200 Stück

Diese GN-Metricel Membranfilter mit einem Durchmesser von 47 mm und einer Porengröße von 0,45 µm erfüllen oder übertreffen alle Spezifikationen der U.S. Environmental Protection Agency (USEPA) und der American Society for Testing and Materials (ASTM). Die Filter sorgen für eine vollständige Retention und eine maximale Rückgewinnung von Bakterien. 200 Stück, ohne Pad. Gelman/Pall.

Schwarze Membranen für Hefen und Schimmelpilze sind ebenfalls erhältlich. Schwarze Membranen sorgen für eine bessere Erkennbarkeit der Kolonien von Hefen und Schimmelpilzen und erleichtern die Zählung. Die Filter sind in praktischen, vorsterilisierten, einzeln versiegelten Packungen (Teilenummer 1353001 und 2490300) oder in wiederverschließbaren Umschlägen mit jeweils 10 Filtern und 10 Absorptions-Pads (Teilenummer 2126900) erhältlich. Phosphatfrei.

### Umfassende Lösungen für Wasseranalysen im Freizeitbereich

Hach bietet eine Vielzahl von Medien und Apparaturen an, mit denen Sie sämtlichen

Testbedarf in Freizeiteinrichtungen abdecken können.

### Umfassende Lösungen für Abwasseranalysen

Hach bietet eine Vielzahl von Medien und Apparaturen an, mit denen Sie sämtlichen

Testbedarf in Freizeiteinrichtungen abdecken können.

### Umfassende Lösungen für Trinkwasseranalysen

Egal welche Methode der Kunde für die Untersuchung von

Trinkwasserproben wählt – Hach bietet Fertigungsmitteln und praktische Apparaturen

für schnelles und einfaches Testen.

---

## Technische Daten

Durchmesser:	47 mm
Filter Typ:	Filter mit Gitter
Material:	Cellulosemischester
Porengröße:	0,45 µm
Volumen / Packungsgröße:	200 /pk