



**Be Right™**



## **MC3051Pt Kombinierte Metall-Elektrode für Redoxmessungen**

**Artikel-Nr.:** E31M003

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Redox-Elektrode mit Schraubkopf und Ag/AgCl-Referenzsystem. Salzbrückenlösung 3 M KCl mit AgCl gesättigt. Sensorelement Platinring. Temperaturbereich 0-80 °C.

---

### **Technische Daten**

Elektroden-Typ: MC3051Pt

Gewährleistung: 6 Monate