



Be Right™



## XR110 Referenzelektrode, Kalomel, für Voltammetrie

Artikel-Nr.: B20B110

### VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Vorgeschlagene Ersatzprodukte:

- B20B112

Referenzelektrode für voltammetrische Anwendungen, mit Schraubkopf. Diaphragma: poröser Stift, Salzbrückenlösung: KCl ges. Temperaturbereich -10 bis 60 °C.

---

### Technische Daten

Abmessungen (D x L):	8 mm x 120 mm
Diaphragma:	Porous pin
Elektroden-Typ:	Laboratory reference electrode
Elektrolytlösung:	Saturated KCl
Gewährleistung:	6 Monate
Länge:	120 mm
Material:	Glass
Temperaturbereich:	-10 - 60 °C