



Be Right™



REF251 Universal Referenzelektrode, 12 mm, Red Rod, Doppelverb.

Artikel-Nr.: E21M001
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Red Rod Referenzelektrode mit Bananenstecker. Diaphragma: Poröser Stift/Poröser Stift, Salzbrückenlösung: KCl ges. Temperaturbereich -10 bis 100 °C.

Red Rod Elektroden zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- Reproduzierbare Messbedingungen
- Schnelle und genaue Reaktion
- Weiter Temperaturbereich
- Stabiles Signal
- Behinderungsfreies Diaphragma mit verringertem Verstopfungsrisiko

Technische Daten

Gewährleistung: 12 Monate
Referenzelektrode: REF251