



T201 Glas-Temperatursensor, Cinch-Stecker

Artikel-Nr.:

E51M001

CHF Preis:

Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Länge 103 mm, Temperaturbereich -10 bis 105 °C.

Technische Daten

Abmessungen (D x L):	7.5 mm x 103 mm
Elektroden-Typ:	Temperature sensor
Gewährleistung:	6 Monate
Kabellänge:	1 m
Länge:	103 mm
Material:	Glass
Messbereich:	-10 - 105 °C
Sensortyp:	10 kohm resistance thermistor