



Be Right™



## Biogas-Starter-Kit, H<sub>2</sub>S<sub>04</sub>. Vollständiges Set mit Reagenzien, Zubehör und Elektrode

Artikel-Nr.:

X91T100

Gefahrstoffe

**VERALTETER ARTIKEL**

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.



Das Kit enthält Reagenzien, Titrant, Zubehör und Elektrode für die Durchführung der FOS/TAC Anwendung mit dem Biogas-Titrator

Enthält Elektrode, Reagenzien und Zubehör für die Durchführung von Analysen bei Biogas-Fermentern mit dem potentiometrischen Biogas-Titrator.

---

### Technische Daten

Abmessungen (H x B x T):	380 mm x 230 mm x 457 mm
Gewährleistung:	24 Monate
Gewicht:	5 kg
Länge:	450 mm