



Be Right™



Sodium chloride, 1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 500 mL

Artikel-Nr.: 1440049

CHF Preis: Kontakt

Verfügbar

491 mg/L NaCl, für Leitfähigkeit-Elektroden, ebenfalls geeignet für die Einstellung von Leitfähigkeit-Apparaturen, $\mu\text{S}/\text{cm}$ ($\mu\text{mhos}/\text{cm}$)

Technische Daten

Konzentration: 491 mg/L NaCl

Parameter: Leitfähigkeit

Plattform: Lösung

Volumen / Packungsgröße: 500 mL