



Be Right™



Multitest-Kit-Koffer (180 x 356 x 188 mm), blaues Polypropylen

Artikel-Nr.: 4660500
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Strapazierfähiger Tragekoffer aus blauem Polypropylen für einen einfachen Transport von Gegenständen für Feldprüfungen.

Eingelassener Griff im Deckel für einfaches Stapeln

Inhalt bleibt beim Tragen in aufrechter Position

Mit vertieften Flachbereichen zur Beschriftung

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T): 180 mm x 356 mm x 188 mm
Höhe: 7 in
Koffertyp: G