



## Sterile Membranfilter, 47 mm, 0,45 µm, mit Gitter, 150 Stück

Artikel-Nr.: 2936100

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Sterile Membranfilter für mikrobiologische Membranfiltrationsverfahren.

---

### Technische Daten

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Durchmesser:             | 47 mm mm            |
| Material:                | Cellulosemischester |
| Porengröße:              | 0.45 µm             |
| Volumen / Packungsgröße: | 150                 |