



Be Right™



Titrator Applikations-Kit Wasser: pH & Alkalinität

Artikel-Nr.: AP0001.AT1102

CHF Preis: Kontakt

Verfügbar

Applikations-Kit für die Bestimmung von pH und Alkalinität in Wasser mit dem automatisierten Titrationssystem Titralab AT1000. Geeignet für Titrator-Modelle AT1102/AT1112/AT1122/AT1222.

Technische Daten

Anwendung:	Municipal Applications
Gewährleistung:	24 Monate
Inhalt:	Das Applikations-Kit enthält: Glas-Spritze, Plastikbecher, Magnetrührstab, die vorprogrammierte Applikation auf USB-Stick, Elektrode, konischen Adapter, Flaschenverschluss.
Kompatible Geräte:	AT1102
	AT1112
	AT1122
	AT1222
Parameter:	pH/Alkalinität
Typ:	Application Pack

Inhalt

Das Applikations-Kit enthält: Glas-Spritze, Plastikbecher, Magnetrührstab, die vorprogrammierte Applikation auf USB-Stick, Elektrode, konischen Adapter, Flaschenverschluss.