



Be Right™



## Titrator Applikations-Kit Wasser: pH, Alkalinität & Leitfähigkeit

Artikel-Nr.: AP0002.AT1102  
CHF Preis: Kontakt  
Verfügbar

Applikations-Kit für die Bestimmung von pH, Alkalinität und Leitfähigkeit in Wasser mit dem automatisierten Titrationssystem Titalab AT1000. Geeignet für Titrator-Modelle AT1102/AT1112/AT1122/AT1222.

---

### Technische Daten

Anwendung:	Municipal Applications
Gewährleistung:	24 Monate
Inhalt:	Das Applikations-Kit enthält Glas-Spritze, Plastikbecher, Magnetrührstab, die vorprogrammierte Applikation auf USB-Stick, Elektrode, konischen Adapter, Flaschenverschluss.
Kompatible Geräte:	AT1102 AT1112 AT1122 AT1222
Parameter:	pH/Alkalinität & Leitfähigkeit
Typ:	Application Pack

---

### Inhalt

Das Applikations-Kit enthält Glas-Spritze, Plastikbecher, Magnetrührstab, die vorprogrammierte Applikation auf USB-Stick, Elektrode, konischen Adapter, Flaschenverschluss.