



Titrator Applikations-Kit Wasser: Ca- & Mg-Härte (ISE)

Artikel-Nr.: AP0003.AT1112

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Applikations-Kit für die Bestimmung von Calcium- und Magnesium-Härte in Wasser mit dem automatisierten Titrationssystem Titalab AT1000. Geeignet für Titrator-Modelle AT1112/AT1122/AT1222.

Technische Daten

Anwendung:	Municipal Applications
Gewährleistung:	24 Monate
Inhalt:	Das Applikations-Kit enthält Glas-Spritze, Plastikbecher, Magnetrührstab, die vorprogrammierte Applikation auf USB-Stick, Elektrode, konischen Adapter, Flaschenverschluss.
Kompatible Geräte:	AT1112
	AT1122
	AT1222
Parameter:	Ca & Mg Härte (ISE)
Typ:	Application Pack

Inhalt

Das Applikations-Kit enthält Glas-Spritze, Plastikbecher, Magnetrührstab, die vorprogrammierte Applikation auf USB-Stick, Elektrode, konischen Adapter, Flaschenverschluss.