



Applikations-Kit Amperometrische Titration: Freies & Gesamt-Chlor, Chlordioxid, Chlorit, Sulfit (Autocat)

Artikel-Nr.: AP0007.AT1122

CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Applikations-Kit für die Bestimmung von freiem & Gesamt-Chlor, Chlordioxid, Chlorit und Sulfit (Autocat) mit dem automatisierten Titrationssystem Titalab AT1000. Geeignet für Titrator-Modelle AT1122/AT1222.

Technische Daten

Anwendung:	Municipal Applications
Gewährleistung:	24 Monate
Inhalt:	Das Applikations-Kit enthält Glas-Spritze, Magnetrührstab, die vorprogrammierte Applikation auf USB-Stick, Elektrode, konischen Adapter, Flaschenverschluss.
Kompatible Geräte:	AT1122 AT1222
Parameter:	Freies & Gesamt-Chlor, Chlordioxid, Chlorit, Sulfit (Autocat)
Typ:	Application Pack

Inhalt

Das Applikations-Kit enthält Glas-Spritze, Magnetrührstab, die vorprogrammierte Applikation auf USB-Stick, Elektrode, konischen Adapter, Flaschenverschluss.