



Be Right™



Titrator Applikations-Kit Petrochemie: TBN (Basenzahl)

Artikel-Nr.: AP0016.AT1102

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Applikations-Kit für die Bestimmung der Basenzahl mit dem automatisierten Titrationssystem Titralab AT1000. Geeignet für Titrator-Modelle AT1102/AT1112/AT1122/AT1222.

Technische Daten

Anwendung:	Petrochemie
Gewährleistung:	24 Monate
Inhalt:	Das Applikations-Kit enthält Glas-Spritze, Plastikbecher, Magnetrührstab, die vorprogrammierte Applikation auf USB-Stick, Elektrode, konischen Adapter, Flaschenverschluss, 1 L Glasflasche.
Kompatible Geräte:	AT1102 AT1112 AT1122 AT1222
Parameter:	TBN (Basenzahl)
Typ:	Application Pack

Inhalt

Das Applikations-Kit enthält Glas-Spritze, Plastikbecher, Magnetrührstab, die vorprogrammierte Applikation auf USB-Stick, Elektrode, konischen Adapter, Flaschenverschluss, 1 L Glasflasche.