



Addista Multiparameter Standardlösung

Artikel-Nr.:	LCA703
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

System zur Analytischen Qualitätssicherung (AQS), bestehend aus einer kombinierten Standard-/Aufstocklösung und zwei Ringversuchslösungen.

Einsetzbar für die Küvetten-Tests

<TableBullet/>LCK049 Ortho-Phosphat, 1,6-30 mg/L $\text{PO}_4\text{-P}$

<TableBullet/>LCK114 CSB, 150-1000 mg/L O_2

<TableBullet/>LCI400 CSB, 0-1000 mg/L O_2

<TableBullet/>LCK303 Ammonium, 2-47 mg/L $\text{NH}_4\text{-N}$

<TableBullet/>LCK311 Chlorid, 1-70 mg/L Cl

<TableBullet/>LCK339 Nitrat, 0,23-13,5 mg/L $\text{NO}_3\text{-N}$

<TableBullet/>LCK350 Phosphat (ortho), 2-20 mg/L $\text{PO}_4\text{-P}$

<TableBullet/>LCK353 Sulfat, 150-900 mg/L SO_4

<TableBullet/>LCK386 TOC, 30-300 mg/L C

Technische Daten

Beschreibung:	Multiparameter Standardlösung
Lagerbedingungen:	2 - 8 °C (Kühlschranks Lagerung)
Plattform:	LCA