



Addista Multiparameter Standardlösung

Artikel-Nr.: LCA705
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

System zur Analytischen Qualitätssicherung (AQS), bestehend aus einer kombinierten Standard-/Aufstocklösung und zwei Ringversuchslösungen.

Einsetzbar für die Küvetten-Tests

<TableBullet/>LCK014 CSB, 1.000-10.000 mg/L O₂

<TableBullet/>LCK302 Ammonium, 47-130 mg/L NH₄-N

<TableBullet/>LCK311 Chlorid, 1-70 mg/L Cl

<TableBullet/>LCK387 TOC, 300-3000 mg/L C

Technische Daten

Beschreibung:	Multiparameter Standardlösung
Lagerbedingungen:	2 - 8 °C (Kühlschranklagerung)
Plattform:	LCA