



Addista Multiparameter Standardlösung

Artikel-Nr.: LCA708
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

System zur Analytischen Qualitätssicherung (AQS), bestehend aus einer kombinierten Standard-/Aufstocklösung und zwei Ringversuchslösungen.

Einsetzbar für die Küvetten-Tests

<TableBullet/>LCK338 LATON, 20-100 mg/L TN_b

<TableBullet/>LCK514 CSB, 100-2000 mg/L O₂

<TableBullet/>LCK350 Phosphat (gesamt), 2-20 mg/L PO₄-P

Technische Daten

Beschreibung:	Multiparameter Standardlösung
Lagerbedingungen:	2 - 8 °C (Kühlschranks Lagerung)
Plattform:	LCA