



Addista Multiparameter Standardlösung

Artikel-Nr.:	LCA709
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

System zur Analytischen Qualitätssicherung (AQS), bestehend aus einer kombinierten Standard-/Aufstocklösung und zwei Ringversuchslösungen.

Einsetzbar für die Küvetten-Tests

<TableBullet/>LCK138 LATON, 1-16 mg/L TN_b

<TableBullet/>LCK614 CSB, 50-300 mg/L O₂

<TableBullet/>LCK349 Phosphat (gesamt), 0,05-1,5 mg/L PO₄-P

<TableBullet/>LCK342 Nitrit, 0,6-6,0 mg/L NO₂-N

Technische Daten

Beschreibung:	Multiparameter Standardlösung
Lagerbedingungen:	2 - 8 °C (Kühlschranks Lagerung)
Plattform:	LCA