



Chromsäure-Bäder Küvetten-Test 0,5-450 g/L CrO₃, 25 Bestimmungen

Artikel-Nr.:

LCK213

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



LCK Küvetten-Tests: Minimale Reagenzienmenge, maximale Sicherheit.

Gebrauchsfertiger Küvetten-Test mit vordosierten Reagenzien für die photometrische Auswertung. Maximale Sicherheit und einfaches Handling. Umweltschonend durch Minimierung der Reagenzienmengen.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25
Beschreibung:	Galvanische Chrom-Bäder
Lagerbedingungen:	15 - 25 °C
Messbereich:	0,5 - 5,0 g/L CrO ₃
Messbereich (2):	50 - 450 g/L CrO ₃
Messgerät:	DR3900, DR6000, DR1900
Methode:	Bad-Eigenfärbung
Parameter:	Chromsäure
Plattform:	LCK