



Be Right™



Kupfer-Bäder, saure, Küvetten-Test 2-100 g/L Cu, 25 Bestimmungen

Artikel-Nr.:

LCK229

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



LCK Küvetten-Tests: Minimale Reagenzienmenge, maximale Sicherheit.

Gebrauchsfertiger Küvetten-Test mit vordosierten Reagenzien für die photometrische Auswertung. Maximale Sicherheit und einfaches Handling. Umweltschonend durch Minimierung der Reagenzienmengen.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25
Beschreibung:	Saure Kupfer-Bäder
Lagerbedingungen:	15 - 25 °C
Messbereich:	2 - 100 g/L Cu
Messgerät:	DR3900, DR6000, DR1900
Methode:	Bad-Eigenfärbung
Parameter:	Kupfer
Plattform:	LCK