



Be Right™



Bittereinheiten (MEBAK) Küvetten-Test ≥ 2 BE, 25 Bestimmungen

Artikel-Nr.: LCK241
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Gefahrstoffe



Durch Messung der Bittereinheiten (BE) können Sie das Bitterkeits-Profil genau konstant halten.

Für die Auswertung mit Ihrem Hach Spektralphotometer DR6000. Mit dem LCK241 können Sie die Bittereinheiten (International Bitterness Units, IBU) mit weniger Aufwand und ohne Reagenzienabfälle bestimmen. Zudem erhalten Sie hochwertige Messergebnisse, frei von potentiellen äußeren Einflüssen. Der Küvetten-Test macht Ihre Brauerei-Analytik leichter und liefert präzise Ergebnisse, zu jeder Zeit.

Ihre Vorteile:

Gebrauchsfertiger, hoch präziser Küvetten-Test mit vordosierten Reagenzien

Fehlerminimierung durch codierte Küvetten

RFID-Technologie zur Dokumentation der Haltbarkeit der Küvetten und Nachvollziehbarkeit Ihrer Analysen

Kein Reagenzienblindwert erforderlich

Innovative Küvetten- und Reagenzientechnik

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25
Gemäß Standard-Methode:	MEBAK II
Lagerbedingungen:	15 - 25 °C
Messbereich:	≥ 2 BE
Messgerät:	DR6000
Methode:	analog MEBAK-Methode
Parameter:	Bittereinheiten
Plattform:	LCK
Standardmethode:	MEBAK