



Zink Kuvetten-Test 0,2-6,0 mg/L Zn, 24 Bestimmungen

Artikel-Nr.:

LCK360

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



LCK Kuvetten-Tests: Minimale Reagenzienmenge, maximale Sicherheit.

Gebrauchsfertiger Kuvetten-Test mit vordosierten Reagenzien für die photometrische Auswertung. Maximale Sicherheit und einfaches Handling. Umweltschonend durch Minimierung der Reagenzienmengen.

Präzise und zuverlässige Messergebnisse

Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender

Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien

Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer

Eindeutige Unterscheidung von Tests & Messbereichen durch Farbcodierungen

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	24 (Test enthält eine Nulllösung)
Aufschluss erforderlich:	ja, für Zink gesamt
Bemerkungen:	Für die Bestimmung von Zink gesamt muss die Probe vorher mit dem Crack Set LCW902 aufgeschlossen werden.
EPA konform:	N/A
Lagerbedingungen:	15 - 25 °C
Messbereich:	0,2 - 6,0 mg/L Zn
Messgerät:	DR3900, DR6000, DR1900
Methode:	PAR
Parameter:	Zink
Plattform:	LCK