



Resthärte Küvetten-Test 0,02-0,6 °dH, 24 Bestimmungen

Artikel-Nr.:

LCK427

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



LCK Küvetten-Tests: Minimale Reagenzienmenge, maximale Sicherheit.

Gebrauchsfertiger Küvetten-Test mit vordosierten Reagenzien für die photometrische Auswertung. Maximale Sicherheit und einfaches Handling. Umweltschonend durch Minimierung der Reagenzienmengen.

Präzise und zuverlässige Messergebnisse

Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender

Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien

Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer

Eindeutige Unterscheidung von Tests & Messbereichen durch Farbcodierungen

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	24 (Test enthält eine Nulllösung)
Beschreibung:	Wasserhärte, Calcium/Magnesium
EPA konform:	N/A
Lagerbedingungen:	15 - 25 °C
Messbereich:	0,02 - 0,6 °dH
Messbereich (2):	0.1 - 2 mg/L Ca
Messbereich (3):	0,15 - 2 mg/L Mg
Messgerät:	DR3900, DR6000, DR1900
Methode:	Metallphtalein
Parameter:	Resthärte
Plattform:	LCK