



Be Right™



LUMISmini Leuchtbakterientest

Artikel-Nr.: LCK487
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Leuchtakterien für 90 Toxizitätstests, konserviert in 10 Röhrchen, 50 ml Vorratsflasche Reaktivierungslösung

Technische Daten

Beschreibung:	Leuchtakterien für 90 Toxizitätstests, konserviert in 10 Röhrchen, 50 ml Vorratsflasche Reaktivierungslösung
Lagerbedingungen:	-18 °C
Methode:	Toxizität
Parameter:	LUMISMINI Leuchtbakterientest
Standardmethode:	EN ISO 11348 Teil 2