



Sulfid Küvetten-Test 0,1-2,0 mg/L S²⁻, 25 Bestimmungen

Artikel-Nr.:

LCK653

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



LCK Küvetten-Tests: Minimale Reagenzienmenge, maximale Sicherheit.

Gebrauchsfertiger Küvetten-Test mit vordosierten Reagenzien für die photometrische Auswertung. Maximale Sicherheit und einfaches Handling. Umweltschonend durch Minimierung der Reagenzienmengen.

Präzise und zuverlässige Messergebnisse

Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender

Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien

Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer

Eindeutige Unterscheidung von Tests & Messbereichen durch Farbcodierungen

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25
Beschreibung:	gelöstes Sulfid
Gemäß Standard-Methode:	ISO 10530-1991, DIN 38405-D26
Lagerbedingungen:	15 - 25 °C
Messbereich:	0,1 - 2,0 mg/L S ²⁻
Messgerät:	DR3900, DR6000, DR1900
Methode:	Dimethyl-p-phenylendiamin
Parameter:	Sulfid
Plattform:	LCK