



Be Right™



Eisen Spur Pipettierstest 0,005-2,0 mg/L Fe

Artikel-Nr.:

LCW021

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	50
Bemerkungen:	Halbmicro Kunststoff-Rechteckküvetten, 50 mm, mit Deckel (LZP341) für niedrigen Messbereich; Rundküvetten mit Gummistopfen, 11 mm (LCW906) für hohen Messbereich
Beschreibung:	Pipettierstest für Eisen, 2 Messbereiche
Lagerbedingungen:	15 °C - 25 °C
Messbereich:	0,005 - 0,25 mg/L Fe
Messbereich (2):	0.05 - 2.0 mg/L Fe
Methode:	Eisen(III)Ionen reagieren mit Ferrozine und bilden eine violette Komplexverbindung
Parameter:	Eisen