



## **Ammonium/Kalium Mischstandard: 5,000 mg/L NH<sub>4</sub>-N, 20,000 mg/L K, 1000 mL**

**Artikel-Nr.:** LCW892

CHF Preis: Kontakt  
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Ammonium/Kalium-Standard für die Validierung von Ammonium Prozesssonden.

---

### **Technische Daten**

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Konzentration: | 5000 mg/L NH <sub>4</sub> -N, 20.000 mg/L K |
| Messgerät:     | Amtax sc                                    |
| Parameter:     | Ammonium                                    |