



Be Right™



## Einweg-Filter mit Spritzensatz, 1,2 µm für stark partikelhaltige Proben

Artikel-Nr.: LCW904  
CHF Preis: Kontakt  
Verfügbar

Das Set enthält 50 Spezialmembranfilter (1,2 µm) und eine 10 mL Einwegspritze.

Für die Filtration feststoffhaltiger Proben zur Bestimmung der gelösten Inhaltsstoffe.

---

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	50
Bemerkungen:	Das Set enthält 50 Spezialmembranfilter (1,2 µm) und eine 10 mL Einwegspritze.
Beschreibung:	Probenvorbereitung für feststoffhaltige Proben
Lagerbedingungen:	15 - 25 °C