



C-arme Einweg-Filter mit Spritzensatz, 0,45 µm

Artikel-Nr.: LCW916
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Für die Filtration feststoffhaltiger Proben, z.B. für die DOC-Analytik mit den TOC Küvetten-Tests

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	50
Bemerkungen:	Das Set enthält 50 Spezialmembranfilter (0,45 µm) und eine 10 ml Einwegspritze.
Beschreibung:	Probenvorbereitung für feststoffhaltige Proben
Lagerbedingungen:	15 °C - 25 °C
Parameter:	Membranfiltrationssatz (0,45 µm)