



Ganimede Probenwechsler für den automatischen Laboranalysator, mit Probenträger mit 36 Positionen

Artikel-Nr.: LQV134.99.10000

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Probenwechsler mit Probenträger für 36 x 25 mL. Für das Ganimede automatische Laboranalyzesystem.

Das Ganimede System besteht aus drei Komponenten: dem Probenwechsler, der Steuereinheit und den Analyseeinheiten. Die Analyseeinheit mit integriertem Aufschluss ist optional für die Bestimmung von Ortho- und Gesamt-Phosphat oder für die Bestimmung von Gesamt-Stickstoff (TN_b) erhältlich. Mit dem kompakten System kann an unterschiedlichen Messstationen flexibel gearbeitet werden. Die kabellose Steuereinheit kommuniziert mit einem oder beiden Analyseeinheiten. Die Probandaten werden über den Barcode-Scanner oder einen PC gesammelt und von der Steuereinheit verarbeitet.

Der integrierte Hochtemperatur-Faulbehälter mit schneller Abkühlfunktion bietet genaue und schnelle Ergebnisse. Selbst komplexe Phosphat- oder Stickstoffverbindungen werden innerhalb von vier bis sieben Minuten vollständig aufgeschlossen und ausgewertet, in Übereinstimmung mit der ISO 6878:2004 (Phosphat) oder der ISO 11905-1 (Stickstoff).

Die hochwertigen und einfach zu verarbeitenden Ganichem Reagenzien können für bis zu 100 Bestimmungen verwendet werden. Verbrauchte Reagenzien werden sicher und bequem von Hach entsorgt.

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Abmessungen (H x B x T): | 210 mm x 280 mm x 390 mm |
| Anzahl der Probenpositionen: | 36 x 25 mL |
| Beschreibung: | Probenwechsler |
| Gewährleistung: | 24 Monate |
| Gewicht: | 5 kg (verpackt) |
| Parameter: | PO ₄ -P (Gesamt + Ortho), TN _b |
| Sprachen Bedienungsanleitung: | GB, FR, DE, IT, NL, CN |
| Umgebungsbedingungen relative Luftfeuchtigkeit: | #75 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Umgebungsbedingungen Temperatur: | 15 - 35 °C |
| Zertifizierung: | CE |