



Ganimede Probenwechsler für den automatischen Laboranalysator, mit Probenträger mit 53 Positionen

Artikel-Nr.: LQV134.99.20000

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Probenwechsler mit Probenträger für 53 x 15 mL. Für das Ganimede automatische Laboranalysesystem.

Das Ganimede System besteht aus drei Komponenten: dem Probenwechsler, der Steuereinheit und den Analyseeinheiten. Die Analyseeinheit mit integriertem Aufschluss ist optional für die Bestimmung von Ortho- und Gesamt-Phosphat oder für die Bestimmung von Gesamt-Stickstoff (TN_b) erhältlich. Mit dem kompakten System kann an unterschiedlichen Messstationen flexibel gearbeitet werden. Die kabellose Steuereinheit kommuniziert mit einem oder beiden Analyseeinheiten. Die Probandaten werden über den Barcode-Scanner oder einen PC gesammelt und von der Steuereinheit verarbeitet.

Der integrierte Hochtemperatur-Faulbehälter mit schneller Abkühlfunktion bietet genaue und schnelle Ergebnisse. Selbst komplexe Phosphat- oder Stickstoffverbindungen werden innerhalb von vier bis sieben Minuten vollständig aufgeschlossen und ausgewertet, in Übereinstimmung mit der ISO 6878:2004 (Phosphat) oder der ISO 11905-1 (Stickstoff).

Die hochwertigen und einfach zu verarbeitenden Ganichem Reagenzien können für bis zu 100 Bestimmungen verwendet werden. Verbrauchte Reagenzien werden sicher und bequem von Hach entsorgt.

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T):	210 mm x 280 mm x 390 mm
Anzahl der Probenpositionen:	53 x 15 mL
Beschreibung:	Probenwechsler
Gewährleistung:	24 Monate
Gewicht:	5 kg (verpackt)
Parameter:	PO_4 -P (Gesamt + Ortho), TN_b
Sprachen Bedienungsanleitung:	GB, FR, DE, IT, NL, CN
Umgebungsbedingungen relative Luftfeuchtigkeit:	#75 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Umgebungsbedingungen Temperatur:	15 - 35 °C
Zertifizierung:	CE