



Be Right™



LS120 Rüttler für die Tensid-Analyse

Artikel-Nr.:

LQV148.99.10001

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Zum Extrahieren der organischen Phase, Einsatz für 8 Küvetten, automatische Abschaltung

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T):	116 mm x 176 mm x 240 mm
Gewährleistung:	24 Monate
Gewicht:	2,9 kg
Netzanschluss:	47 Hz - 63 Hz
Parameter:	Surfactants
Sprachen Bedienungsanleitung:	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Polnisch