



LT20 $\beta\beta_5$ -Thermostat

Artikel-Nr.: **LTV073**
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Temperiereinheit für 27 Probenküvetten, einstellbar auf $20\text{ °C} \pm 1\text{ °C}$.

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T):	185 mm x 200 mm x 230 mm
Betriebsbedingungen:	10 - 30 °C max. 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Elektrische Sicherung:	T 315 mA L; 250 V (x 2)
Energieverbrauch:	65 VA
Gewährleistung:	24 Monate
Gewicht:	4 kg
Lagerbedingungen:	-20 - 60 °C max. 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Spannungsversorgung (Hz):	50 Hz
Spannungsversorgung (Volt):	230 V