



Chrom-Aufschluss für höher belastete Proben

Artikel-Nr.:
CHF Preis:
Verfügbar

LYW513
Kontakt

Gefahrstoffe



Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	80
Aufschluss erforderlich:	ja
Bemerkungen:	Für die Chrom-Bestimmung werden außerdem das Membranfiltrations-Set LCW904 und der Küvetten-Test LCK313 zur photometrischen Auswertung benötigt.
Beschreibung:	Bei der Bestimmung von Chrom-Gesamt treten in seltenen Fällen nach dem Aufschluss noch Trübungen auf.
Lagerbedingungen:	15 - 25 °C
Parameter:	Chrom